

การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่าง น้ำทั่วไป เครื่องดื่ม และอาหาร ประเภทเน่าเสียง่าย* เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

*ตัวอย่างประเภทเน่าเสียง่าย

น้ำทั่วไปทุกชนิด เช่น น้ำกรอง น้ำบ่อ น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำผลิตอาหาร เป็นต้น

ภาชนะบรรจุน้ำ : งดใช้ภาชนะ ที่มีขนาด เกิน 5 ลิตร/หน่วย

เครื่องดื่ม ประเภท พาสเจอร์ไรส์ ประเภทต้มเดือด และประเภทที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ หรือประเภทอื่นๆ ที่ต้องแช่เย็น

อาหารประเภทต่างๆที่ต้องแช่เย็น เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารดิบ อาหารปรุงสุกทั่วไป อาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ อาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง ดอก เชื้อม กวน

การเก็บรักษาหลังจากการเก็บตัวอย่าง

แช่เย็น โดยรักษาอุณหภูมิของตัวอย่างไว้ที่ น้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส
และนำส่งตรวจวิเคราะห์เร็วที่สุด เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์



☛☛ นัดหมายการส่งตัวอย่าง ได้ที่ 038-784006-7 ,038-784533 ต่อ 304 หรือ

นำตัวอย่างมาส่งตรวจวิเคราะห์ :

เฉพาะ วันจันทร์-วันอังคาร เวลา 8.30 - 16.30 น. / วันพุธ เวลา 8.30 - 12.00 น. ☛☛

